

2019 冠狀病毒病快速抗原測試套裝使用須知 (長者版)

甚麼是快速抗原測試？

快速抗原測試用作直接驗出呼吸道樣本中新冠病毒的蛋白質（抗原）。快速抗原測試的陽性結果相對可靠，而且可自行檢測，方便易用。

甚麼時候進行快速抗原測試？

任何時候，特別是對身體狀況有懷疑（如出現感染症狀如發燒及 / 或呼吸道感染病徵），或曾接觸確診個案或有感染症狀的人士。

如何測試？

就快速抗原測試套裝的使用示範，市民可到 www.youtube.com/watch?v=aeDummTkpA0 瀏覽衛生署衛生防護中心的示範短片。

如長者自行測試有困難，**家人或照顧者可提供協助**。為減低可能的感染或社區傳播風險，建議進行快速測試期間，長者及從旁協助的人士均應**佩戴口罩**，長者被採樣時口罩可拉低至鼻以下的位置，並應時刻保持個人和環境衛生。



① 打開包裝

首先清潔枱面及雙手。

從快速抗原測試套裝中取出採樣棒、測試溶液和測試棒。



② 採樣棒

採樣前先輕輕擤鼻子。


把採樣棒分別放入兩邊鼻孔內，
沿鼻孔內壁打圈 5 次。

把採樣棒前端充分浸入測試溶液，
按指示攪拌 30 秒。



③ 測試溶液

蓋好盛載測試溶液的瓶子。然後向測試棒的樣品孔內，
慢慢滴入 4 滴測試溶液。



④ 測試棒

按使用說明書指示的等候時間（15-30 分鐘）讀取結果。
超過指定時間，結果無效。





⑤ 妥善棄置

完成測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，
並妥善棄置。

完成以上步驟後，謹記要徹底清潔雙手。



如何讀取測試結果？

		
如果只在測試棒 C 區出現一條線，檢測結果為陰性。	如果在 C 區及 T 區同時都出現一條線，結果為陽性。	如果 C 區沒有線條，無論 T 區有否顯示，結果均視為無效。

若測試取得陽性結果

- 若自行檢測後得出陽性結果，便會視為陽性個案。患者應留在家中，不應外出；如家居環境許可，應留在自己的房間，並關上房門，其他人不應進入；如必須離開房間時，須正確佩戴緊貼面部的外科口罩。請時刻做好個人防護措施。
- 以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士須於 24 小時內向「**2019 冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統**」（www.chp.gov.hk/ratp）申報結果。若市民使用網上平台有困難，亦可致電 1836 119 自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衛生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。部分市民會被抽樣進行核酸覆核測試。陰性檢測結果則無須申報。



- **如病徵輕微**：如只出現低燒、咳嗽或喉嚨痛，甚至無徵狀，衛生防護中心會按風險評估安排你在**社區隔離設施或暫時居家隔離**。居家隔離期間，政府會陸續向每位確診者及其同住家人發放抗疫物資包。
 - 如需日常生活協助，可致電求助熱線 1833 119。
 - 如需醫療協助，可致電醫院管理局熱線 1836 115，或預約醫院管理局2019冠狀病毒病確診個案指定診所或透過遙距診症作醫療查詢。
- **如病徵嚴重**：如你出現以下警告徵狀時，需要**直接前往急症室**：服用退燒藥後仍然發燒超過攝氏 38.5 度，並持續多於兩天；體溫攝氏 35 度或以下；抽搐；呼吸困難或氣促；失語或不能行動；不能甦醒或不能保持清醒；胸部或腹部疼痛；頭暈或意識混亂或精神狀態明顯轉變；虛弱或腳步不穩；持續不能飲食，或腹瀉/嘔吐多於兩天。

更多資訊



快速抗原測試套裝
使用示範短片



2019 冠狀病毒快速抗原
測試陽性結果人士
申報系統



2019 冠狀病毒病
確診個案指定診所



「快速抗原測試·陽
性結果·尚待入院·
居安抗疫」資訊站

